

VeraPlug flow Système de régulation du flux lacrymal



- S'adapte parfaitement au point lacrymal pour une rétention inégalée
- Collerette discrète pour un confort accru du patient
- La pointe conique de VeraPlug™ flow est conçue spécialement pour faciliter son insertion et son ajustement anatomique dans le point lacrymal.

Le clou trou VeraPlug™ Flow est conçu pour élargir le canal lacrymal et faciliter l'évacuation des larmes.



TAILLES ET CONDITIONNEMENT

d'insertion stérile. 1 paire par boîte.

TAILLES DU POINT LACRYMAL	TAILLES BOUCHON	RÉFÉRENCE
0.4mm to 0.6mm	Small	VFL-1001
0.6mm to 0.7mm	Medium	VFL-1002
0.7mm to 0.8mm	Large	VFL-1003
0.8mm to 1.0mm	X-Large	VFL-1004